

HBsAg TESTİ

Hepatit B, kısmen çift sarmallı bir DNA virüsü olan Hepatit B virüsünün neden olduğu bir karaciğer enfeksiyonudur.

Hepatit B hastalığının şiddeti, akut, kısa süreli bir hastalıktan insanları siroz, karaciğer yetmezliği ve karaciğer kanserinden yüksek ölüm riskine sokan kronik, ömür boyu süren bir hastalığa kadar değişebilmektedir. Kronik hepatit B'ye karşı ilaçla tedavi mümkündür, ancak akut enfeksiyonlar için bir tedavi yoktur.

Virüs, enfekte bir kişinin kanı ve diğer vücut sıvıları ile temas yoluyla bulaşır. Hepatit B yüzey antijeninin (HBsAg) var olması, kişinin bulaşıcı olduğunu gösterir.



KULLANIM AMACI

Türklab'ın HBsAg Testi, insan serumu, plazması ve tam kan örneklerinde Hepatit B yüzey antijeninin (HBsAg) kalitatif tespitine yönelik hızlı, immünokromatografik bir testtir.

HBsAg'nin var olması, kişinin enfekte olduğunu gösterir. Virüs antijenlerinin ve HBsAg'nin tüm alt tiplerinin doğrudan tespiti, dolayısıyla doğruluk oranı yüksektir.

PERFORMANCE EVALUATION

- Hassasiyet: 100%
- Özgünlük: 99,89 %



ÜRÜN	TEST TİPİ	NUMUNE TİPİ	OKUMA ZAMANI	KİT BOYUTU	KİT BİLEŞENLERİ
HBsAg	KASET	WB/S/P	15 dk.	40	Test kaseti + Pipet + Seyreltici + Kullanım Talimatları