

## H.pylori Ab TEST



Gram-negatif Helikobakter pylori bakterileri ile enfekte olmak, insan vücudunda, kan ve diğer vücut sıvılarında belirli anti-pylori antikorlarının üretilmesini de içeren bazı bağışıklık cevaplarına yol açar.

Antikorlar enfeksiyonla mücadelede vücuda yardımcı olur ve geçmiş ve muhtemelen aktif H.pylori enfeksiyonlarının tespit edilmesinde kullanılabilir.

### KULLANIM AMACI

Türklab'ın H.pylori Ab Testi, insan tam kanı, serumu veya plazmasında H.pylori antijenlerine karşı antikorların kalitatif tespitine yönelik hızlı, immünokromatografik bir testtir. Antikorlar varsa, bu onların H. pylori bakterileri ile savaşmak için orada buldukları anlamına gelebilir.

### PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

- Hassasiyet: 98,7%
- Özgünlük: 93,2 %



ÜRÜN	TEST TİPİ	NUMUNE TİPİ	OKUMA ZAMANI	KİT BOYUTU	KİT BİLEŞENLERİ
H.Pylori Ab	KASET	WB/S/P	10 Min.	40	Test kaseti + Pipet + Seyreltme Tamponu + Kullanım Talimatları