

Strep A TEST



A grubu Streptokok (A grubu strep) olarak adlandırılan bakteriler, küçük hastalıklardan ağır ve ölümcül hastalıklara kadar birçok enfeksiyona neden olabilmektedir.

Streptokokal farenjit, strep boğaz, kızıl ve selülit, boğazda ve deride bulunabilen A Grubu Strep'in neden olduğu yaygın hastalıklardır. Çok yaygın olmamakla birlikte, A grubu strep bakterilerinin kan dolaşımına ve derin dokulara yayılması nedeniyle SSTT (Streptokokal toksik şok sendromu) de görülebilmektedir.

KULLANIM AMACI

Türklab'ın Strep A Testi, Grup A Streptokok enfeksiyonunun teşhisine yardımcı olmak için boğaz sürüntü örneklerinde A Grubu Streptokokların kalitatif tespitine yönelik hızlı, immüno-kromatografik bir testtir.

- Pozitif ve negatif kontroller kite dahildir.
- Kitle birlikte bir iş istasyonu ve test tüpleri de verilmektedir.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

- Hassasiyet: 97,3%
- Özgünlük: 99,0%



ÜRÜN	TEST TİPİ	NUMUNE TİPİ	OKUMA ZAMANI	KİT BOYUTU	KİT BİLEŞENLERİ
STREP A	KASET	DIŞKI	5 dk.	40	Test kaseti + pipet + test tüpü + steril swap + reaktif 1 + reaktif 2 + iş istasyonu + Strep A pozitif kontrol + Strep A negatif kontrol + kullanım talimatları.