

Dengue NS1 TEST

Dengue virüsünün yapısal olmayan proteini NS1, dengue enfeksiyonunun akut aşamasında (0-7 gün) kan dolaşımına salınır.

Dengue için spesifik bir tedavi olmadığından, erken teşhis, sağlığın izlenmesine ve tıbbi hizmetlere erişime izin vererek ciddi dengue doğru ilerleme ihtimalini azalttığı için kritik öneme sahiptir.

Dengue bulaşmış kişilerde hafif ve asemptomatik (yaklaşık %80) ila ölüme yol açabilecek ciddi grip benzeri semptomlar arasında değişen semptomlar olabilir.

KULLANIM AMACI

Türklab'ın Dang NS1 Testi, tam kan, serum veya plazmada Dang NS1 antijeninin kalitatif tespitine yönelik hızlı bir kromatografik immünolojik testtir.

HAMA, RF, HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb, Syphilis, HIV, HCV, H. Pylori, MONO, CMV, Kızamıkçık ve TOXO pozitif kontrolleriyle çapraz reaktivite olmadığı doğrulanmıştır.

Plazma, serum, kılcal kan veya venöz kan dahil olmak üzere çok çeşitli numuneler kullanılabilir.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

- Hassasiyet: 95,8%
- Özgünlük: 96,3%



| ÜRÜN | TEST TİPİ | NUMUNE TİPİ | OKUMA ZAMANI | KİT BOYUTU | KİT BİLEŞENLERİ |
|------------|-----------|-------------|--------------|------------|--|
| DENGUE NS1 | KASET | WB/S/P | 10 dk. | 40 | Test kaseti+pipet + seyreltici + Kullanım talimatları. |