

GAİTADA GİZLİ KAN TESTİ



Dışkıda gizli kanın var olması divertikül iltihabı, polip, iltihabi bağırsak hastalığı (Crohn hastalığı gibi), hemoroit ve ayrıca kolorektal kanser (CRC) gibi gastrointestinal problemlerle bağlantılıdır.

Dışkıda gizli kan taraması ile erken teşhisin ve bu sorunların tedavisinin kolorektal kanser kaynaklı ölümleri önemli ölçüde azalttığı gösterilmiştir.

Dışkıda insan hemoglobini varlığını tespit etmek için spesifik antikorların kullanılması, testi geleneksel yöntemlerden daha doğru ve hassas hale getirmektedir.

KULLANIM AMACI

Türklab'ın Dışkıda Gizli Kan (FOB) Testi, profesyonel kullanım için, insan dışkısında insan hemoglobini (hHb) tespit eden kalitatif bir immünokromatografik testtir.

Test kiti, bükülmüş toplama uçlarına sahip bir aplikatör çubuğu da dahil olmak üzere testi uygulamak için gereken tüm bileşenleri içermektedir.

Dışkıda çok düşük miktarda gizli kan varlığını tespit edebilmektedir. 10 ng/mL veya 50 ng/mL.

Hayvan kaniyle (köpek, sığır, koyun, domuz, keçi, at, tavşan) çapraz etkileşim göstermediği doğrulanmıştır.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

10 ng hHb/ml için Cut off değeri: 50 ng hHb/ml için Cut off değeri:

- Hassasiyet: 99,0%
- Özgünlük: 97,0%

- Hassasiyet: 99,0%
- Özgünlük: 99,9%



ÜRÜN	TEST TİPİ	NUMUNE TİPİ	OKUMA ZAMANI	KİT BOYUTU	KİT BİLEŞENLERİ
FOB	KASET	DIŞKI	10 dk.	40	Test kaseti + Seyreltme Tamponlu Numune Toplama Tüpleri + Kullanım Talimatları.