

Rotavirus TESTİ

Reoviridae familyasından bir tür olan rotavirüsler, küçük çocuklarda ve bebeklerde ciddi dehidrasyon yaratan ishale yol açan gastroenteritin en önemli sebebi olarak kabul edilen çift sarmallı RNA virüsleridir.

Rotavirüs enfeksiyonundan 2-3 gün sonra genellikle sulu ishal, iştahsızlık ve dehidrasyon (vücut sıvı kaybı) gibi hafif ila şiddetli semptomlar görülebilir.

Rotavirüs enfeksiyonu öncelikle fekal-oral yolla, doğrudan enfekte bir kişiden başka bir kişiye veya dolaylı olarak kontamine fomitler yoluyla bulaşabilmektedir.

Rotavirüs'e karşı spesifik bir tedavi henüz bulunamamıştır ancak uygun tıbbi tedavi ve erken teşhis ile semptomları ve ölüm oranlarını azaltmak mümkündür.



KULLANIM AMACI

Türklab'ın Rotavirüs Testi, insan dışkı örneklerinde Rotavirüs antijenlerinin kalitatif tespitine yönelik hızlı, immüno-kromatografik bir testtir.

Temiz ve güvenilir kullanım.

Önceden doldurulmuş seyreltici içeren numune toplama tüpü ile kullanım kolaylığı.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

- Hassasiyet: 99,9%
- Özgünlük: 99,0%



ÜRÜN	TEST TİPİ	NUMUNE TİPİ	OKUMA ZAMANI	KİT BOYUTU	KİT BİLEŞENLERİ
ROTAVIRUS	KASET	DIŞKI	10 dk.	40	Test kaseti + Pipet + Seyreltme Tamponlu Numune Toplama Tüpü + Kullanım Talimatları