

H.pylori Ag TESTİ



Helicobacter pylori (*H.pylori*), mide ve duodenumu enfekte eden ve gastrointestinal hastalıklara neden olan küçük, gram negatif, spiral şekilli bir bakteridir. *H.pylori*'nin akut ve kronik gastrit, peptik ülser hastalığı, mide kansinomu ve lenfomanın başlıca nedeni olduğu tespit edilmiştir. Tüm dünyada görülen bir hastalık olsa da, gelişmekte olan ülkelere göre görülme sıklığı daha fazladır. *H.pylori* enfeksiyonu, fekal-oral ve oral-oral yollarla ve ayrıca temiz olmayan sularla bulaşabilir.

Midede kemirme hissi veren ve yakıcı epigastrik ağrıya rağmen *H.pylori* enfeksiyonu genellikle asemptomatiktir. Bu sebepten, enfeksiyonun erken teşhis edilmesi çok önemli bir rol oynamakta ve tedavi ile daha ciddi komplikasyonların önlenmesini sağlamaktadır.

Teşhis için hem invaziv hem de invaziv olmayan yöntemler kullanılmaktadır. HpSA (*H.pylori* Stool Antigen) testi ile enfeksiyonu teşhis etmek ve ayrıca *H.pylori*ye karşı tedavi et-

KULLANIM AMACI

TurkLab's *H.pylori* Ag Test is a rapid, immunochromatographic assay for the qualitative detection of *H.pylori* antigens in human feces samples to diagnose the *H.pylori* infection.

- Clean and reliable use, ease of use with the sample collection tube prefilled with diluent.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

- Hassasiyet: 99,9%
- Özgünlük: 99,9 %



ÜRÜN	TEST TİPİ	NUMUNE TİPİ	OKUMA ZAMANI	KİT BOYUTU	KİT BİLEŞENLERİ
H.Pylori Ag	KASET	DIŞKI	10 dk.	40	Test kaseti + Pipet + Seyreltme Tamponlu Numune Toplama Tüpü + Kullanım Talimatları