

## Rotavirus Adenovirus TESTİ



Rotavirüs ve Adenovirüs, hafif ve şiddetli hastalıklara neden olan iki bulaşıcı ajandır.

Bu viral patojenler dünyanın her yerinde izole edilmiştir, ve enfeksiyonlar çoğunlukla 2 yaşından küçük çocuklarda görülse de, her yaşta hastalarda görülmüştür. Adenovirüs ve Rotavirüs kaynaklı gastroenteritlerin hızlı ve doğru teşhisi, gastroenterit etiyolojisinin belirlenmesine ve ilgili hasta yönetimine yardımcı olur.

### KULLANIM AMACI

Türklab'ın Rotavirüs Adenovirüs Testi, insan dışkısı örneklerinde Rotavirüs ve Adenovirüs antijenlerinin kalitatif tespitine yönelik hızlı, immünokromatografik bir testtir.

- Temiz ve güvenilir kullanım.
- Önceden doldurulmuş seyreltici içeren numune toplama tüpü ile kullanım kolaylığı.

### PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

#### Rotavirus:

- Hassasiyet: 99,9%
- Özgünlük: 98,4%

#### Adenovirus:

- Hassasiyet :99,9%
- Özgünlük :99,0%



ÜRÜN	TEST TİPİ	NUMUNE TİPİ	OKUMA ZAMANI	KİT BOYUTU	KİT BİLEŞENLERİ
ROTAVIRUS-ADENOVIRUS	KASET	DIŞKI	10 dk.	40	Test kaseti + Pipet + Seyreltme Tamponlu Numune Toplama Tüpü + Kullanım Talimatları